


INCUBADOR DE DROSOPHILAS

IRI 500 E UV

Especialmente diseñado para cubrir las necesidades de laboratorios de entomología (*Drosophila melanogaster*).



APLICACIONES MÁS IMPORTANTES

- ✓ Cría y mantenimiento de líneas de *Drosophila*.
- ✓ Laboratorios de investigación, docencia y bioensayo.



DISEÑO ROBUSTO Y FUNCIONAL

Interior de poliuretano de alta intensidad. Resistente a la corrosión.



MAYOR REPRODUCIBILIDAD

Facilita la estandarización de protocolos entre experimentos.



TRABAJO MÁS EFICIENTE

Una solución pensada para integrar cría, mantenimiento y ensayos en tu día a día.



ALTA HOMOGENEIDAD TÉRMICA

Un entorno controlado para resultados más fiables. Precisión $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

- ✓ Certificado para contacto alimentario.
- ✓ Capacidad 14 bandejas de 600 × 400 mm.
- ✓ Alarma remota y seguridad con llave.
- ✓ Termostato digital con data logger.



DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Nuestros equipos incorporan una nueva generación de control electrónico para ofrecer la máxima seguridad y fiabilidad.



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Control térmico

5°C a +50°C; precisión de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Fotoperiodo

LED regulable para ciclos de iluminación

Desinfección

Luz UVC 254 nm + O_3

Circulación

Flujo de aire vertical para T° homogénea

Consumo

Clase energética D, 613 Kwh/año

Volumen

500 Litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones ext. 725 x 665 x 1995 mm

Dimensiones int. 580 x 478 x 1505 mm

Peso neto 94 Kg

Aislamiento PU 60 mm, 42 kg/m³, base agua

Estantes 4 x 600 x 400 mm, acero plastificado

Puerta Ciega pivotante con autocierre y bloqueo de apertura

Descongelación Automática por gas caliente

Refrigerante R600a / 70 g

Alimentación 230 V / 50 Hz

Potencia 1.180 W / potencia frigorífica 337 W

Especificaciones y configuración sujetas a proyecto y aplicación.



Avenida del Cañal, 40
28500, Arganda del Rey, Madrid (España)
Telf: +34 918 70 63 25 / consultasweb@inilab.es
www.inilab.es